

Стеклоанная трубка диаметром от 4мм до 180 мм

Предлагаем широкий выбор стеклянных трубок:

□

### Технические характеристики

Диаметр внешний, мм

Толщина стенки, мм

Вес одной трубки, г

К-во штук в упаковке

Вес упаковки, кг

Артикул

4,0 ±0,15

0,8 ±0,04

27

400

10,8

246 040 080

5,0 ±0,15

0,8 ±0,04

35

256

9,0

246 050 080

6,0 ±0,15

1,0 ±0,04

53

170

9,0

246 060 100

6,0 ±0,15

1,5 ±0,10

71

170

12,1

246 060 150

7,0 ±0,15

1,0 ±0,04

63

121

7,6

246 070 100

7,0 ±0,15

1,5 ±0,10

87

121

10,5

246 070 150

8,0 ±0,15

1,0 ±0,04

74

100

7,4

246 080 100

8,0 ±0,15

1,5 ±0,10

102

100

10,2

246 080 150

9,0 ±0,15

1,0 ±0,04

84

81

6,8

246 090 100

9,0 ±0,15

1,5 ±0,10

118

81

9,6

246 090 150

10,0 ±0,15

1,0 ±0,04

95

64

6,1

246 100 100

10,0 ±0,15

1,5 ±0,10

134

64

8,6

246 100 150

10,0  $\pm$ 0,30

2,2  $\pm$ 0,15

180

64

11,5

246 100 220

10,0  $\pm$ 0,30

3,5 ±0,25

239

64

15,3

246 100 350

11,0 ±0,20

1,0 ±0,04

105

121

12,7

246 110 100

11,0 ±0,20

1,5 ±0,10

150

121

18,2

246 110 150

11,0 ±0,20

2,2 ±0,15

203

50

10,2

246 110 220

12,0 ±0,20

1,0 ±0,04

116

100

11,6

246 120 100

12,0 ±0,20

1,5 ±0,10

166

100

16,6

246 120 150

12,0 ±0,30

2,2 ±0,15

227

49

11,1

246 120 220

12,0 ±0,30

3,5 ±0,25

313

49

15,3

246 120 350

13,0 ±0,20

1,0 ±0,04

126

81

10,2

246 130 100

13,0 ±0,20

1,5 ±0,10

181

81

14,7

246 130 150

13,0 ±0,20

2,2 ±0,15

250

81

20,3

246 130 220

14,0 ±0,20

1,0 ±0,04

137

64

8,8

246 140 100

14,0 ±0,20

1,5 ±0,10

197

64

12,6

246 140 150

14,0 ±0,20

2,2 ±0,15

273

64

17,5

246 140 220

15,0 ±0,20

1,2 ±0,05

174

49

8,5

246 150 120

15,0 ±0,20

1,8 ±0,10

250

49

12,3

246 150 180

15,0 ±0,20

2,5 ±0,15

328

49

16,1

246 150 250

16,0 ±0,20

1,2 ±0,05

187

49

9,2

246 160 120

16,0 ±0,20

1,8 ±0,10

269

49

13,2

246 160 180

16,0 ±0,25

2,5 ±0,15

355

49

17,4

246 160 250

16,0 ±0,25

3,5 ±0,40

460

49

22,5

246 160 350

17,0 ±0,20

1,2 ±0,05

199

36

7,2

246 170 120

17,0 ±0,20

1,8 ±0,10

288

36

10,4

246 170 180

17,0 ±0,20

2,5 ±0,15

381

36

13,7

246 170 250

18,0 ±0,20

1,2 ±0,05

212

36

7,6

246 180 120

18,0 ±0,20

1,8 ±0,10

306

36

11,0

246 180 180

18,0 ±0,20

2,5 ±0,15

407

36

14,7

246 180 250

19,0 ±0,20

1,2 ±0,05

224

64

14,3

246 190 120

19,0 ±0,20

1,8 ±0,10

325

64

20,8

246 190 180

19,0 ±0,20

2,5 ±0,15

433

36

15,6

246 190 250

20,0 ±0,25

1,2 ±0,05

237

49

11,6

246 200 120

20,0 ±0,25

1,8 ±0,10

344

49

16,9

246 200 180

20,0 ±0,25

2,5 ±0,15

460

49

22,5

246 200 250

20,0 ±0,30

4,0 ±0,40

673

36

24,2

246 200 400

22,0 ±0,25

1,2 ±0,05

262

36

9,4

246 220 120

22,0 ±0,25

1,8 ±0,10

382

36

13,8

246 220 180

22,0 ±0,25

2,5 ±0,15

512

36

18,4

246 220 250

24,0 ±0,25

1,2 ±0,05

288

36

10,4

246 240 120

24,0 ±0,25

1,8 ±0,10

420

36

15,1

246 240 180

24,0 ±0,25

2,5 ±0,15

565

36

20,3

246 240 250

24,0 ±0,30

4,0 ±0,40

841

25

21

246 240 400

26,0 ±0,25

1,4 ±0,05

362

36

13,0

246 260 140

26,0 ±0,25

2,0 ±0,10

504

36

18,1

246 260 200

26,0 ±0,25

2,8 ±0,15

683

36

24,6

246 260 280

28,0 ±0,25

1,4 ±0,05

391

25

9,8

246 280 140

28,0 ±0,25

2,0 ±0,10

546

25

13,7

246 280 200

28,0 ±0,25

2,8 ±0,15

741

25

18,5

246 280 280

28,0 ±0,30

4,0 ±0,40

1009

16

16,1

246 280 400

30,0 ±0,40

1,4 ±0,10

421

36

15,2

246 300 140

30,0 ±0,40

2,0 ±0,15

588

36

21,2

246 300 200

30,0 ±0,40

2,8 ±0,20

800

25

20,0

246 300 280

30,0 ±0,60

4,0 ±0,40

1093

16

17,5

246 300 400

32,0 ±0,40

1,4 ±0,10

450

25

11,3

246 320 140

32,0 ±0,40

2,0 ±0,15

631

25

15,8

246 320 200

32,0 ±0,40

2,8 ±0,20

859

25

21,5

246 320 280

32,0 ±0,60

4,0 ±0,40

1177

16

18,8

246 320 400

33,0 ±0,40

2,0 ±0,15

652

27

17,6

246 330 200

34,0 ±0,40

1,4 ±0,10

480

16

7,7

246 340 140

34,0 ±0,40

2,0 ±0,15

673

16

10,8

246 340 200

34,0 ±0,40

2,8 ±0,20

918

16

14,7

246 340 280

36,0 ±0,45

1,4 ±0,10

509

16

8,1

246 360 140

36,0 ±0,45

2,0 ±0,15

715

16

11,4

246 360 200

36,0 ±0,45

2,8 ±0,20

977

16

15,6

246 360 280

36,0 ±0,6

4,0 ±0,40

1345

16

21,5

246 360 400

38,0 ±0,45

1,4 ±0,10

538

16

8,6

246 380 140

38,0 ±0,45

2,0 ±0,15

757

16

12,1

246 380 200

38,0 ±0,45

2,8 ±0,20

1036

16

16,6

246 380 280

40,0 ±0,60

1,6 ±0,10

646

16

10,3

246 400 160

40,0 ±0,60

2,3 ±0,20

911

16

14,6

246 400 230

40,0  $\pm$ 0,60

3,2  $\pm$ 0,30

1237

16

19,8

246 400 320

40,0  $\pm$ 0,60

5,0 ±0,40

1845

9

16,6

246 400 500

42,0 ±0,60

1,6 ±0,10

679

16

10,9

246 420 160

42,0 ±0,60

2,3 ±0,20

960

16

15,4

246 420 230

42,0 ±0,60

3,2 ±0,30

1305

16

20,9

246 420 320

44,0 ±0,60

1,6 ±0,10

713

16

11,4

246 440 160

44,0 ±0,60

2,3 ±0,20

1008

16

16,1

246 440 230

44,0 ±0,60

3,2 ±0,30

1372

16

22,0

246 440 320

44,0 ±0,80

4,5 ±0,40

1868

9

16,8

246 440 450

45,0 ±0,70

5,0 ±0,40

2109

9

19,0

246 450 500

46,0 ±0,70

1,6 ±0,10

747

16

12,0

246 460 160

46,0 ±0,70

2,3 ±0,20

1056

16

16,9

246 460 230

46,0 ±0,70

3,2 ±0,30

1439

16

23,0

246 460 320

48,0 ±0,70

1,6 ±0,10

780

9

7,0

246 480 160

48,0 ±0,70

2,3 ±0,20

1105

9

9,9

246 480 230

48,0 ±0,70

3,2 ±0,30

1507

9

13,6

246 480 320

50,0 ±0,70

1,8 ±0,15

912

12

10,9

246 500 180

50,0 ±0,70

2,5 ±0,20

1248

12

15,0

246 500 250

50,0 ±0,70

3,5 ±0,30

1710

9

15,4

246 500 350

50,0 ±0,70

5,0 ±0,40

2363

9

21,3

246 500 500

50,0 ±0,70

7,0 ±0,60

3174

9

28,6

246 500 700

52,0 ±0,80

1,8 ±0,15

950

12

11,4

246 520 180

52,0 ±0,80

2,5 ±0,20

1300

12

15,6

246 520 250

52,0 ±0,80

3,5 ±0,30

1784

9

16,1

246 520 350

52,0 ±0,80

5,0 ±0,40

2478

9

22,3

246 520 500

54,0 ±0,80

1,8 ±0,15

987

9

8,9

246 540 180

54,0 ±0,80

2,5 ±0,20

1353

9

12,2

246 540 250

54,0 ±0,80

3,5 ±0,30

1857

9

16,7

246 540 350

54,0 ±0,80

5,0 ±0,40

2575

9

23,2

246 540 500

55,0 ±0,80

5,0 ±0,40

2627

9

23,6

246 550 500

56,0 ±0,80

1,8 ±0,15

1025

12

12,3

246 560 180

56,0 ±0,80

2,5 ±0,20

1406

12

16,9

246 560 250

56,0 ±0,80

3,5 ±0,30

1931

9

17,4

246 560 350

56,0 ±0,80

5,0 ±0,40

2680

9

24,1

246 560 500

58,0 ±0,80

1,8 ±0,15

1063

12

12,8

246 580 180

58,0 ±0,80

2,5 ±0,20

1458

12

17,5

246 580 250

58,0 ±0,80

3,5 ±0,30

2005

4

8,0

246 580 350

58,0 ±0,80

5,0 ±0,40

2794

4

11,2

246 580 500

60,0 ±0,90

2,2 ±0,20

1336

12

16,0

246 600 220

60,0 ±0,90

3,2 ±0,25

1910

12

22,9

246 600 320

60,0 ±0,90

4,2 ±0,40

2463

4

9,9

246 600 420

60,0 ±0,90

5,0 ±0,40

2890

4

11,6

246 600 500

60,0 ±0,90

7,0 ±0,60

3912

4

15,6

246 600 700

60,0 ±0,90

9,0 ±0,70

4840

4

19,4

246 600 990

65,0 ±0,90

2,2 ±0,20

1452

8

11,6

246 650 220

65,0 ±0,90

3,2 ±0,25

2078

8

16,6

246 650 320

65,0 ±0,90

4,2 ±0,40

2683

8

21,5

246 650 420

65,0 ±0,90

5,0 ±0,40

3153

4

12,6

246 650 500

70,0 ±1,00

2,2 ±0,20

1567

8

12,5

246 700 220

70,0 ±1,00

3,2 ±0,25

2246

8

18,0

246 700 320

70,0 ±1,00

4,2 ±0,40

2904

8

23,2

246 700 420

70,0 ±1,00

5,0 ±0,40

3415

4

13,7

246 700 500

70,0 ±1,00

7,0 ±0,60

4650

4

18,6

246 700 700

70,0 ±1,00

9,0 ±0,70

5788

4

23,2

246 700 990

75,0 ±1,00

2,2 ±0,20

1683

4

6,7

246 750 220

75,0 ±1,00

3,2 ±0,25

2414

4

9,7

246 750 320

75,0 ±1,00

4,2 ±0,40

3125

4

12,5

246 750 420

75,0 ±1,00

5,0 ±0,40

3678

4

14,7

246 750 500

80,0 ±1,30

2,5 ±0,20

2036

4

8,1

246 800 250

80,0 ±1,30

3,5 ±0,30

2814

4

11,3

246 800 350

80,0 ±1,30

5,0 ±0,50

3941

4

15,8

246 800 500

80,0 ±1,30

9,0 ±0,80

6737

4

26,9

246 800 990

85,0 ±1,3

2,5 ±0,2

2167

4

8,7

246 850 250

85,0 ±1,3

3,5 ±0,3

2998

4

12,0

246 850 350

85,0 ±1,3

5,0 ±0,5

4203

4

16,8

246 850 500

90,0 ±1,3

2,5 ±0,2

2299

4

9,2

246 900 250

90,0 ±1,3

3,5 ±0,3

3181

4

12,7

246 900 350

90,0 ±1,3

5,0 ±0,5

4466

4

17,9

246 900 500

90,0 ±1,3

7,0 ±0,7

6126

4

24,5

246 900 700

90,0 ±1,3

9,0 ±0,8

7686

4

30,7

246 900 990

95,0 ±1,5

2,5 ±0,2

2430

4

9,7

246 950 250

95,0 ±1,5

3,5 ±0,3

3365

4

13,5

246 950 350

95,0 ±1,5

5,0 ±0,5

4729

4

18,9

246 950 500

100,0 ±1,5

2,5 ±0,2

2561

3

7,7

248 000 250

100,0 ±1,5

3,0 ±0,2

3058

3

9,2

248 000 300

100,0 ±1,5

3,5 ±0,3

3549

3

10,6

248 000 350

100,0 ±1,5

5,0 ±0,5

4992

3

15,0

248 000 500

100,0 ±1,5

7,0 ±0,7

6864

3

20,6

248 000 700

100,0 ±1,5

9,0 ±0,8

8635

3

25,9

248 000 990

105,0 ±1,7

3,0 ±0,3

3216

3

9,6

248 050 300

105,0 ±1,7

5,0 ±0,5

5254

3

15,8

248 050 500

110,0 ±1,7

3,0 ±0,3

3373

3

10,1

248 100 300

110,0 ±1,7

5,0 ±0,5

5517

3

16,6

248 100 500

110,0 ±1,7

7,0 ±0,8

7602

3

22,8

248 100 700

115,0 ±1,7

3,0 ±0,3

3531

3

10,6

248 150 300

115,0 ±1,7

5,0 ±0,5

5780

3

17,3

248 150 500

115,0 ±1,7

7,0 ±0,8

7971

3

23,9

248 150 700

120,0 ±1,7

3,0 ±0,4

3689

3

11,1

248 200 300

120,0 ±1,7

5,0 ±0,6

6042

3

18,1

248 200 500

120,0 ±1,7

7,0 ±0,8

8340

3

25,0

248 200 700

120,0 ±1,7

9,0 ±0,9

10533

1

10,5

248 200 990

125,0 ±1,7

3,0 ±0,4

3846

3

11,5

248 250 300

125,0 ±1,7

5,0 ±0,5

6305

3

18,9

248 250 500

125,0 ±1,7

9,0 ±0,9

11008

1

11,0

248 250 990

130,0 ±1,8

3,0 ±0,5

4004

2

8,0

248 300 300

130,0 ±1,8

5,0 ±0,6

6568

2

13,1

248 300 500

130,0 ±1,8

7,0 ±0,9

9078

2

18,2

248 300 700

130,0 ±1,8

9,0 ±0,9

11482

1

11,5

248 300 990

135,0 ±1,8

3,0 ±0,5

4161

2

8,3

248 350 300

135,0 ±1,8

5,0 ±0,6

6831

2

13,7

248 350 500

135,0 ±1,8

7,0 ±0,9

9447

2

18,9

248 350 700

140,0 ±1,9

3,0 ±0,5

4319

2

8,6

248 400 300

140,0 ±1,9

5,0 ±0,6

7093

2

14,2

248 400 500

140,0 ±1,9

7,0 ±0,9

9816

2

19,6

248 400 700

145,0 ±1,9

3,0 ±0,5

4477

2

9,0

248 450 300

145,0 ±1,9

5,0 ±0,6

7356

2

14,7

248 450 500

150,0 ±2,0

3,0 ±0,5

4634

1

4,6

246 500 300

150,0 ±2,0

5,0 ±0,6

7619

1

7,6

248 500 500

150,0 ±2,0

7,0 ±0,9

10554

1

10,6

248 500 700

150,0 ±2,0

9,0 ±1,0

13380

1

13,4

248 500 990

155,0 ±2,0

5,0 ±0,7

7881

1

7,9

248 550 500

160,0 ±2,0

5,0 ±0,7

8144

1

8,1

248 600 500

160,0 ±2,0

7,0 ±1,0

11292

1

11,3

248 600 700

165,0 ±2,0

5,0 ±0,7

8407

1

8,4

248 650 500

165,0 ±2,0

7,0 ±1,0

11661

1

11,7

248 650 700

170,0 ±2,0

5,0 ±0,7

8699

1

8,7

248 700 500

170,0 ±2,0

7,0 ±1,0

12030

1

12,0

248 700 700

170,0 ±2,0

9,0 ±1,1

15278

1

15,3

248 700 990

180,0 ±2,2

5,0 ±0,7

9226

1

9,2

248 800 500

180,0 ±2,2

7,0 ±1,0

12768

1

12,8

248 800 700

180,0 ±2,2

9,0 ±1,2

16227

1

16,2

248 800 990