

61052, Україна, г. Харків
ул. Котлова, 67
т/ф.: +38 (057) 786-26-11
+38 (050)25-40-434
e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

61052, Україна, г. Харків
ул. Котлова, 67
т/ф.: +38 (057) 786-26-11
+38 (050)25-40-434
e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И

расходные материалы

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Действует с 01.01.2012г.

Содержание

Лабораторное оборудование, производитель High Technology Inc.(НТИ,США)

Биохимические анализаторы	4
Гематологические анализаторы	4
Программное обеспечение для гематологических анализаторов	4
Оборудование для ИФА	5
Анализаторы мочи	5
Тест-полоски для анализа мочи	5
Анализаторы электролитов	6
Анализаторы электролитов и газов крови	6
Оборудование для анализа свертываемости крови	7
Лабораторные автоматические дозаторы	7

Гематологические реагенты, производитель High Technology Inc.(НТИ,США)

Реагенты для анализатора <i>Micro-CC20Plus</i> , США	8
Реагенты для анализатора <i>Micro-CC18</i> , США	8
Реагенты для анализаторов <i>MindrayBC 2800/BC 3000/BC 3200</i> , Китай	9
Реагенты для анализаторов <i>ABX Horiba Micros 60/Cobas Micros</i> , Франция	10
Реагенты для анализаторов <i>Diatron Abacus Junior</i> , Австрия	10
Реагенты для анализаторов <i>Erma PCE-210</i> , Япония	11
Реагенты для анализаторов <i>Sysmex KX-21/K1000/K4500</i> , Япония	12
Реагенты для анализаторов <i>Coulter MD/Coulter Act-серия</i> , США	12
Реагенты для анализаторов <i>Erma PCE-90/PCE-170</i> Япония	13
Реагенты для анализаторов <i>Abott Cell Dyn 3500/3700</i> , США	13
Реагенты для анализаторов <i>Advia 60</i>	14
Реагенты для анализаторов <i>Erma PCE-90Vet</i> , США	15
Реагенты для анализаторов <i>Biocode Hycell CELLY 70</i> , Франция	15
Реагенты для анализаторов <i>Orphee Mythic 18</i> , Франция	16

61052, Україна, г. Харків
ул. Котлова, 67
т/ф.: +38 (057) 786-26-11
+38 (050)25-40-434
e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Контрольная кровь

Streck Labs, *Para 12 Extend*

17

Системы для забора капиллярной крови

Микроветы с ЭДТА, 200мкл, 50шт/уп

17

Биохимические реагенты, производитель High Technology Inc. (НТИ, США)

Ферменты

19

Липиды

22

Субстраты

24

Контроли, калибраторы

35

61052, Україна, г. Харків
ул. Котлова, 67
т/ф.: +38 (057) 786-26-11
+38 (050)25-40-434
e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ НТИ, США

Наименование	Описание	Цена, грн.
BioChem FC-360	Биохимический автоматический анализатор	315 000,00
BioChem FC-200	Биохимический автоматический анализатор	170 000,00
BioChem SA	Полуавтоматический анализатор	35 620,00
SA Heat Block	Термостат на 24 пробирок для BioChem SA	5 000,00

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ НТИ, США

Наименование	Описание	Цена, грн.
НТИ MicroCC-18	18 параметров, автоматический анализатор.	99 000,00
НТИ MicroCC-20	20 параметров, автоматический анализатор.	95 000,00

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ

Наименование	Описание	Цена, грн.
ГЕМ-2005	Для всех гематологических анализаторов, лабораторный журнал и контроль качества в одной программе	По запросу

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИФА НТИ, США

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Наименование	Описание	Цена, грн.
ImmunoChem-2100	Микропланшетный ридер	42 207,00
ImmunoChem-2200-2 ImmunoChem-2200-4	Термо-шейкер на 2 или 4 планшеты	16 977,60 20 160,00
ImmunoChem-2600	Автоматическая микропланшетная мойка	35 000,00
BioChem Analette EIA	Автоматический иммуноферментный и биохимический анализатор	236 697,00

АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ *HTI, США*

Наименование	Описание	Цена, грн.
CL-50	60 тест-полосок/час, 10 параметров.	8 550,00
CL-500	514 т/час, 10 параметров.	30 222,00

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ МОЧИ, *HTI США*

Наименование	Описание	Цена, грн.
UrineRS H10	100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора CL-50/500	153,00
UrineRS A10	100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора Clinitex	153,00
UrineRS H10	100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора Dirui	153,00

АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ *HTI, США*

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Наименование	Описание	Цена, грн.
E-lyte5	Анализатор электролитов Na, K, Cl	37 125,00
E-lyte5	Анализатор электролитов Na, K, Cl, Ca, pH	44 100,00

АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ГАЗОВ КРОВИ *HTI, США*

Наименование	Описание	Цена, грн.
OPTI R	Анализатор электролитов и газов крови pH, PO ₂ , PCO ₂ , tHb, SO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , iCa	148 500,00
OPTI CCA	Анализатор электролитов и газов крови pH, PO ₂ , PCO ₂ , SO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , iCa ⁺⁺ , Cl ⁻ , лактат, мочевины, глюкоза, гемоглобин	113 382,00
OPTI Lion	Анализатор электролитов и газов крови pH, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , iCa	63 000,00

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ *HTI, США*

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Наименование	Описание	Цена, грн.
TS-4000	4-канал, встроен. принтер, автомат. Пипетка	34 585,00
8000001	Steel Ball (1600/pkg) TS1000, TS4000 Шарики для коагулометра TS1000, TS4000	1 278,00
8010002	Cuvetts (700/pkg) TS1000, TS4000.-Кюветы реакционные для коагулометра TS1000, TS4000	990,00

ЛАБОРАТОРНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ НТИ, США

Наименование	Описание	Цена, грн.
Biotech	1-канальные автоматические пипетки переменного объема: 2-20, 20-200, 10-100, 100-1000, 1000-5000 мкл	1200,00
Biotech Pro 8-канальная	8- канальная автоматическая пипетка переменного объема, Диапазон 5-50 мкл, 30-300 мкл	3000,00

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ Производитель НТИ, США

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

MicroCC-20Plus, НТИ США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	9
501-127	Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE	1 л	495,00	6
501-183	Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN	1 л	324,00	12
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4

MicroCC-18, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-144	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	16
501-145	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	500 мл	432,00	14
501-183	Раствор промывающий M-6, Enzymatic Cleaner M-6	1 л	324,00	15

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	8
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Mindray BC1800/BC2800/BC3000/BC3200, Китай

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-175	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	405,00	14
501-203	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	500 мл	405,00	10
501-182	Раствор промывающий, Detergent 20L	20л	453,60	4
501-183	Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner	1 л	324,00	3
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

ABX HORIBA Micros 60/Cobas Micros, Франция

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	11
501-127	Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE	1 л	495,00	8
501-183	Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN	1 л	324,00	15
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

501-125	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	11
501-127	Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE	1 л	495,00	8
501-183	Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN	1 л	324,00	15
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Diatron Abacus Junior, Австрия

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-129	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	16
501-127	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	1 л	495,00	9
501-183	Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN	1 л	324,00	14

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Erma PCE-210 США, Япония

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-144	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	16
501-145	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	500 мл	432,00	14
501-183	Раствор промывающий M-6, Enzymatic Cleaner M-6	1 л	324,00	15
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	8
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Sysmex KX-21/ K1000 / K4500/, Япония

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

501-133	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	14
501-134	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	500 мл	450,00	20
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
224112	Контрольная кровь STRECK Para 12 Check	3 x 3,5 мл		4

Coulter MD/ Coulter Act-серия , США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-003	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	405,00	10
501-021	Раствор лизирующий , Lytic Reagent	500 мл	405,00	12
501-183	Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner	500 мл	324,00	2
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218750	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Erma PCE-90/PCE170, Япония

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

501-140	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	15
501-141	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	6x18 мл	270,00	6
501-183	Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner	1 л	324,00	10
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	5
82003-1	Контрольная кровь R&D CBC-8	3 x 2 мл		4

Abbott Cell Dyn 3500/3700, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-052	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	405,00	20
501-061	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	1 л	450,00	12
501 - 182	Раствор промывающий (детергент), Detergent	20 л	453,60	12
CDS501-050	Фокусирующий реагент, Sheath reagent	10 л	2 610,00	16
218912	Контрольная кровь STRECK Para 12 Plus	3 x 2,5 мл		4

ADVIA 60

Прилади, витратні матеріали, запчастини для клініко-діагностичних лабораторій

13

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-178	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	11
501-127	Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE	1 л	495,00	8
501-183	Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN	1 л	324,00	15
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Прилади, витратні матеріали, запчастини для клініко-діагностичних лабораторій

14

61052, Україна, г. Харьков
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Erma PCE-90Vet, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-120	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	20
501-122	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	500 мл	360,00	10
501-182	Раствор промывающий, Detergent 20L	20л	453,60	6
501-183	Раствор промывающий M-6, Enzymatic Cleaner M-6	1л	324,00	
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
CDS 502-004-01	Контрольная кровь CDS 3PD	3 x 3 мл		4

Biocode Hysel CELLY 70 , Франция

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	11
501-127	Раствор лизирующий, Lytic Reagent	1 л	495,00	3

61052, Україна, г. Харьков
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

501-182	Раствор промывающий, Detergent 20L	20л	453,60	6
501-183	Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner	1 л	324,00	2
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	1 x 2,5 мл	495,00	4

Orphee Mythic 18, Франция

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	Разбавитель изотонический, Diluent	20 л	450,00	8
501-127	Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE	1 л	495,00	4
501-183	Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN	1 л	324,00	6
501-136	Раствор срочной очистки, Cleaning Solution	50 мл	40,50	4

61052, Украина, г. Харьков
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

61052, Украина, г. Харьков
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Контрольная кровь Streck Labs, R&D



Кат. номер	Наименование	Цена, грн.
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	495,00

Микроветы для забора крови, Sangius Couinting, Германия



Кат. омер	Наименование	Цена, грн.
702015	Система для забора крови с капилляром (200мкл,EDTA), красная, 50шт	153,00
632015	Система для забора крови с капилляром (200мкл,EDTA), фиолетовая, 50шт	153,00

ВНИМАНИЕ ! Если Вы не увидели Вашу модель анализатора в данном списке **ЗВОНИТЕ!!!**

Гематологические реагенты были специально разработаны компанией HTI, США для каждой серии гематологических анализаторов, успешно апробированы и имеют хорошие результаты воспроизводимости.

При установке на анализатор новой партии реагентов требуется обязательное проведение контроля качества по контрольному материалу, а в случае необходимости следует провести процедуру перекалибровки анализатора по специальным калибровочным растворам. Данная процедура подробно описана в руководстве по эксплуатации каждого конкретного анализатора.

Сервисное обслуживание, обслуживание по договорам, консультации, обучение.

Авторизованный сервисный центр!

Биохимические реагенты High Technology Inc., США

ФЕРМЕНТЫ

АЛТ (SGPT)

Метод Рекомендуемый IFCC, кинетика
 Длина волны 340нм
 Длительность анализа 3минуты
 Линейность 0-500МЕ/л
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-А7526-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,335	160,20
НТИ--А7526-600	1x500мл R1 1x100мл R2	0,729	437,40

АСТ (SGOT)

Метод Рекомендуемый IFCC, кинетика
 Длина волны 340нм
 Длительность анализа 3 минут
 Линейность 0-500МЕ/л
 Стабильность рабочего раствора 14суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-А7561-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,335	160,20
НТИ-А7561-600	1x500мл R1 1x100мл R2	0,729	437,40

α-Амилаза

Метод CNPG3, кинетика
 Длина волны 405 нм
 Длительность анализа 3 минуты
 Линейность 0-2000МЕ/л

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-А7564-125	1x125 мл	7,702	962,82
НТИ-А7564-500	1x500мл	6,09	3048,48

Гамма-ГТ

Метод Модиф. метод Szasz, кинетика
 Длина волны 405 нм
 Длительность анализа 2 минуты
 Линейность 0-800МЕ/л
 Стабильность рабочего раствора 21 сутки

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Г7571-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	2,03	243,63
НТИ-Г7571-600	1x500мл R1 1x100мл R2	1,058	635,31

Креатинкиназа (СК)

Метод СК-НАС, кинетика
 Длина волны 340 нм
 Длительность анализа 4 минуты
 Линейность 0-1500 МЕ/л
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-С7522-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	5,38	645,84
НТИ--С7522-600	1x500мл R1 1x100мл R2	4,46	2677,32

Лактатдегідрогеназа

Метод Модиф.метод Wacker/Tris, кінетика
 Длина волны 340 нм
 Длительность анализа 2 минуты
 Линеиність 0-1000МЕ/л
 Стабільність робочого розчину 14 суток

Каталожний номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-L7572-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,665	199,89
НТИ-L7572-600	1x500мл R1 1x100мл R2	1,118	670,95

Щелочная фосфатаза

Метод p-NPP, кінетика
 Длина волны 405 нм
 Длительность анализа 3 минуты
 Линеиність 0-1000 МЕ/л
 Стабільність робочого розчину 14 суток

Каталожний номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7516-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,412	169,47
НТИ-A7516-600	1x500мл R1 1x100мл R2	0,78	472,95

Липаза

Метод ферментативный, конечная точка
 Длина волны 550 нм
 Длительность анализа 8 минут
 Линеиність 0-600 МЕ/л
 Стабільність робочого розчину 21 сутки

Каталожний номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
------------------	---------	--------------	---------------

НТИ-L7503-40	4x10 мл субстрат 2x21 мл субст. буфер 1x14 активатор 1x3 мл стандарт липазы	19,461	1946,16
--------------	--	--------	---------

ЛИПИДЫ

Триглицериды GPO

Метод Триндера, конечная точка
 Длина волны 500 нм
 Длительность анализа 5 минут 37С
 Линеиність 0-1000 мг/дл (0- 11,3 ммоль/л)

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-T7532-125	1x125 мл реагент 1x2мл стандарт	2,52	360
НТИ-T7532-500	1x500мл реагент 4x2 мл стандарт	2,028	1014,30

Холестерин

Метод Триндера, конечная точка
 Длина волны 500 нм
 Длительность анализа 5 минут 37С
 Линеиність 0-700 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-C7510-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	1,434	179,37
НТИ-C7510-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,86	433,98

Холестерин высокой плотности (Л П В П)

Метод Прямое иммуноингибирование, без осаждения, кон. точка
 Длина волны 600/700 нм
 Длительность анализа 10 минут 37С
 Линейность 2-150 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
P-N7545-40	1x30мл реагент R1 1x10мл реагент R2 1x3мл калибратор	16,994	679,77
P-N7545-320	1x240мл реагент R1 1x80мл реагент R2 1x3мл калибратор	12,677	4056,66

Холестерин низкой плотности (Л П Н П)

Метод Прямой селективный, без осаждения, кон. точка
 Длина волны 600/700 нм
 Длительность анализа 10 минут 37С
 Линейность 0-700 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-L7574-40	1x30мл реагент R1 1x10мл реагент R2 1x3мл калибратор	36,03	1441,26
НТИ-L7574-320	1x240мл реагент R1 1x80мл реагент R2 1x3мл калибратор	28,966	9269,37
НТИ -Н7545-CAL	3 мл	49,05	147,15

СУБСТРАТЫ

Альбумин

Метод Бромкрезоловый зеленый, конечная точка
 Длина волны 630 нм
 Длительность анализа 1 минута
 Линейность 0,5-8,0 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7502-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	0,881	110,16
НТИ-A7502-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,48	241,11

Билирубин прямой

Метод Diazo, конечная точка
 Длина волны 550 нм
 Длительность анализа 1 минута 37С
 Линейность 0-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-B7538-265	1x250 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	1,399	370,98
НТИ-B7538-515	1x500 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	0,90	464,4

Билирубин прямой Auto,

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-НВ936-500	500 мл	1,47	732,42

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Билирубин общий Auto

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-НВ979-500	500 мл	1,82	912,87

Билирубин общий

Метод DMSO, (в модификации конечная точка)
 Длина волны 550 нм
 Длительность анализа 1 минута 37С
 Линейность 0-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-В7576-265	1x250 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	1,332	352,98
НТИ-В7576-515	1x500 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	0,88	457,02

Билирубин прямой/общий

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-В7538-280	1x125 мл реагента общего билирубина 1x15мл нитрит общего билирубина 1x125 мл реагента прямого билирубина 1x15мл нитрит прямого билирубина 1x3мл калибратор	1,555	435,42

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Глюкоза Hexokinase

Метод гексокиназный, конечная точка
 Длина волны 340 нм
 Длительность анализа 3 минуты 37С
 Линейность 0-500 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-G7517-100	1x100мл реагент 1x2мл стандарт	1,904	190,44
НТИ-G7517-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	1,31	655,01

Глюкоза Oxidase

Метод глюкозооксидазный, конечная точка
 Длина волны 500 нм
 Длительность анализа 10 минут 37С
 Линейность 0-500 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-G7521-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	1,132	141,57
НТИ-G7521-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,65	329,31

Гемоглобин

Метод глюкозооксидазный, конечная точка
 Длина волны 500 нм
 Длительность анализа 3 минуты
 Линейность 0-500 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Н7504-120	120 мл	3,987	478,44

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Креатинин

Метод Яффе, кинетика
 Длина волны 510 нм
 Длительность анализа 2 минуты 37С
 Линейность 0,1-25 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-С7539-300	1x250мл реагент R1 1x50мл реагент R2 1x2мл стандарт	0,784	235,25

Мочевина

Метод уреазный, кинетика
 Длина волны 340 нм
 Длительность анализа 1,5 минуты 37С
 Линейность 0-150 мг/дл
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка		Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-В7552-150	150	мл	1,355	203,31
НТИ-В7552-600	600	мл	0,92	553,32

Мочевая кислота

Метод Триндера, кинетика
 Длина волны 520 нм
 Длительность анализа 10 минут 37С
 Линейность 0-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-U7581-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	1,5	187,92
НТИ-U7581-500	1x500мл реагент 4x2 мл стандарт	1,16	401,85

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

Общий белок

Метод Биуретовый, конечная точка
 Длина волны 540 нм
 Длительность анализа 3 минуты 37С
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Т7528-125	1x125 мл реагент 1x2 мл стандарт	1,0	127,80
НТИ-Т7528-500	1x500мл реагент 4x2 мл стандарт	0,52	260,01

Стартовый набор биохимических реагентов

CRSK (Алт, Аст, бил общ/пр, глюкоза, креатинин, мочевина, общ. белок, хим. контроль) 802,444

Железо

Метод Феррозин, конечная точка
 Длина волны 560 нм
 Длительность анализа 10 минут
 Линейность 0-500мкг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -I7505-120	1x120 мл буферный реагент 1x3мл окрашивающий реагент 1x10мл стандарт	1,869	224,28
НТИ -I7505-500	1x500 мл буферный реагент 1x10мл окрашивающий реагент 1x30мл стандарт	0,93	467,64

Железо Авто

Метод Феррозин, конечная точка
 Длина волны 560 нм
 Длительность анализа 10 минут
 Линейность 0-500мкг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1мл	Цена за набор
НТИ-НІ904-120	1x100 мл реагент R1 20 мл реагент R2 1x10мл стандарт	2,0	240,3
НТИ-НІ904-500	1x400 мл реагент R1 1x100мл реагент R2 1x30мл стандарт	1,35	676,8

Железосвязывающая способность

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -I7504-60	2x75 мл буферный реагент 1x120 UIBS буфер 1x15мл окрашивающий реагент 2x30мл стандарт	8,32	499,32
НТИ -I7504-100	1x125 мл буферный реагент 1x120 UIBS буфер 1x15мл окрашивающий реагент 1x30мл стандарт		

Буфер UIBC

Метод Биуретовый, конечная точка
 Длина волны 540 нм
 Длительность анализа 5 минут
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
P-I7506-500	500 мл	0,63	318,86

Кальций Арсеназо

Метод Арсеназо, конечная точка
 Длина волны 650 нм
 Длительность анализа 1 минута
 Линейность 0,1-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -С7529-125	1x125 мл реагент 1x2 мл стандарт	1,27	159,48
НТИ -С7529-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,61	305,73

Кальций ОКФ

Метод О-крезолфталеин, конечная точка

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -С7503-240	1x120мл буферный реагент 1x120мл окрашивающий реагент 1x3мл стандарт	1,10	265,14
НТИ -M7527-1100	1x500мл буферный реагент 1x500мл окрашивающий реагент 1x15мл стандарт	0,50	646,00

Магний

Метод Ксилидил синий, конечная точка
 Длина волны 550 нм
 Длительность анализа 10 минут 18-25С
 Линейность 0-4,86 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-М7527-110	1x100мл окрашивающий реагент 1x10мл буферный реагент 1x2мл стандарт	1,36	160,83
НТИ-НМ929-500	1x500мл окрашивающий реагент 1x50мл буферный реагент 2x2мл стандарт	0,99	378,45

Фосфор

Метод Молибдат аммоний, конечная точка
 Длина волны 340 нм
 Длительность анализа 5 минут 18-25С
 Линейность 0-12 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -P7516-125	1x125 мл реагент 1x2мл стандарт	0,98	123,57
НТИ -P7516-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,526	263,16

Хлориды

Метод Тиоционат ртути, конечная точка
 Длина волны 480 нм
 Длительность анализа 5 минут 18-25С
 Линейность 80-120 ммоль/л

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -С7501-125	1x125мл реагент 1x7,5мл бланк 1x2мл стандарт	1,25	157,41
НТИ -С7501-500	1x500мл реагент 1x30мл бланк 4x2мл стандарт	0,69	348,39

Калий

Метод Биуретовый, конечная точка
 Длина волны 540 нм
 Длительность анализа 5 минут 18-25С
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Р7520-125	125 мл	2,25	280,80

Натрий

Метод Биуретовый, конечная точка
 Длина волны 540 нм
 Длительность анализа 5 минут
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-S7571-250	250 мл	1,66	414,36

С-реактивный белок

Метод Иммунотурбидиметрический
 Длина волны 570 нм
 Линейность 0,1-320 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
------------------	---------	--------------	---------------

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

НТИ-С7568-100	1x50мл реагент R1 1x50мл реагент K2 1x10мл калибратор 6x3мл контроль	55,5	5546,88
НТИ-С7568-40			По запросу

Микроальбумин

Метод Иммунотурбидиметрический
 Длина волны 340 нм
 Линейность 0,5-30 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-М7562-100	4x20мл 2x10мл 1x6мл	26,88	2687,85

Гликогемоглобин

Метод Биуретовый, конечная точка
 Длина волны 540 нм
 Длительность анализа 5 минут
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-G7540-80	80 опр	14,99	1199,16
Контроль гликогемоглобина	2 x 1мл	143,32	286,65

Алкоголь

Метод Ферментный
 Длина волны 340 нм
 Длительность анализа 5 минут 37С
 Линейность 0-0,4 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор

61052, Україна, г. Харків
 ул. Котлова, 67
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11
 +38 (050)25-40-434
 e-mail: labteh2007@yandex.ru
www.labteh.kh.ua

НТИ-A7504-150	10x15мл реагент 1x1,5 мл стандарт	4,92	900,00
---------------	--------------------------------------	------	--------

Амиак

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7553-85	10 x 6,5 мл 10 x 2 мл 1,5 мл Стандарт	14,21	1208,25

Контроль амиак/алкоголь

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7504CTL	2 x 5 мл	76,5	765

Калибраторы и контроли

		Фасовка		Грн/мл	Цена
Мультикалибратор		50мл	(10 x 5) мл	24,85	1242,36
НТИ - H7545- CAL	Контроль HDL/ LDL холестерина	3мл	(1 x 3) мл	49,05	147,15
НТИ - G7540- CTL	Контроль гликогемоглобина	1мл	(1 x 2) мл	143,46	286,65
НТИ - P7582- CTL	Контроль микропротеина	15мл	(1 x 15) мл	6,00	86,00
НТИ - C7592-100	Контрольная сыворотка (уровень 1, 2)	100мл	(20 x 5) мл	20,00	2089,26
НТИ - C7592-10	Контрольная сыворотка (уровень 1, 2)	10мл	(2 x 5) мл	20,00	208,98
НТИ - C7562- CTL	Контроль креатинкиназы MB	6мл	(2 x 3) мл	64,99	389,97
НТИ - G7540- CTL	Контроль гликогемоглобина	2мл	(2 x 1) мл	143,3	286,65
НТИ - M7562- CTL	Контроль микроальбумина	42мл	(6 x 7) мл	30,60	1284,93
НТИ - A7504- CTL	Контроль аммиака/алкоголь	10мл	(2 x 5) мл	58,20	765,03