

61052, Україна, г. Харків  
ул. Котлова, 67  
т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
+38 (050)25-40-434  
e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

61052, Україна, г. Харків  
ул. Котлова, 67  
т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
+38 (050)25-40-434  
e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

## ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И

расходные материалы

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Действует с 01.01.2012г.

## Содержание

### Лабораторное оборудование, производитель High Technology Inc.(НТИ,США)

Биохимические анализаторы	4
Гематологические анализаторы	4
Программное обеспечение для гематологических анализаторов	4
Оборудование для ИФА	5
Анализаторы мочи	5
Тест-полоски для анализа мочи	5
Анализаторы электролитов	6
Анализаторы электролитов и газов крови	6
Оборудование для анализа свертываемости крови	7
Лабораторные автоматические дозаторы	7

### Гематологические реагенты, производитель High Technology Inc.(НТИ,США)

Реагенты для анализатора <i>Micro-CC20Plus</i> , США	8
Реагенты для анализатора <i>Micro-CC18</i> , США	8
Реагенты для анализаторов <i>MindrayBC 2800/BC 3000/BC 3200</i> , Китай	9
Реагенты для анализаторов <i>ABX Horiba Micros 60/Cobas Micros</i> , Франция	10
Реагенты для анализаторов <i>Diatron Abacus Junior</i> , Австрия	10
Реагенты для анализаторов <i>Erma PCE-210</i> , Япония	11
Реагенты для анализаторов <i>Sysmex KX-21/K1000/K4500</i> , Япония	12
Реагенты для анализаторов <i>Coulter MD/Coulter Act-серия</i> , США	12
Реагенты для анализаторов <i>Erma PCE-90/PCE-170</i> Япония	13
Реагенты для анализаторов <i>Abott Cell Dyn 3500/3700</i> , США	13
Реагенты для анализаторов <i>Advia 60</i>	14
Реагенты для анализаторов <i>Erma PCE-90Vet</i> , США	15
Реагенты для анализаторов <i>Biocode Hycell CELLY 70</i> , Франция	15
Реагенты для анализаторов <i>Orphee Mythic 18</i> , Франция	16

61052, Україна, г. Харків  
ул. Котлова, 67  
т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
+38 (050)25-40-434  
e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### Контрольная кровь

Streck Labs, *Para 12 Extend*

17

### Системы для забора капиллярной крови

Микроветы с ЭДТА, 200мкл, 50шт/уп

17

### Биохимические реагенты, производитель High Technology Inc. (НТИ, США)

Ферменты

19

Липиды

22

Субстраты

24

Контроли, калибраторы

35

61052, Україна, г. Харків  
ул. Котлова, 67  
т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
+38 (050)25-40-434  
e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

## ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ НТИ, США

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>BioChem FC-360</b>	Биохимический автоматический анализатор	315 000,00
<b>BioChem FC-200</b>	Биохимический автоматический анализатор	170 000,00
<b>BioChem SA</b>	Полуавтоматический анализатор	35 620,00
<b>SA Heat Block</b>	Термостат на 24 пробирок для BioChem SA	5 000,00

### ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ НТИ, США

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>НТИ MicroCC-18</b>	18 параметров, автоматический анализатор.	99 000,00
<b>НТИ MicroCC-20</b>	20 параметров, автоматический анализатор.	95 000,00

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>ГЕМ-2005</b>	Для всех гематологических анализаторов, лабораторный журнал и контроль качества в одной программе	По запросу

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИФА НТИ, США

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>ImmunoChem-2100</b>	Микропланшетный ридер	42 207,00
<b>ImmunoChem-2200-2</b> <b>ImmunoChem-2200-4</b>	Термо-шейкер на 2 или 4 планшеты	16 977,60 20 160,00
<b>ImmunoChem-2600</b>	Автоматическая микропланшетная мойка	35 000,00
<b>BioChem Analette EIA</b>	Автоматический иммуноферментный и биохимический анализатор	236 697,00

#### АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ *HTI, США*

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>CL-50</b>	60 тест-полосок/час, 10 параметров.	8 550,00
<b>CL-500</b>	514 т/час, 10 параметров.	30 222,00

#### ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ МОЧИ, *HTI США*

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>UrineRS H10</b>	100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора <b>CL-50/500</b>	153,00
<b>UrineRS A10</b>	100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора <b>Clinitex</b>	153,00
<b>UrineRS H10</b>	100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора <b>Dirui</b>	153,00

#### АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ *HTI, США*

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>E-lyte5</b>	Анализатор электролитов Na, K, Cl	37 125,00
<b>E-lyte5</b>	Анализатор электролитов Na, K, Cl, Ca, pH	44 100,00

#### АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ГАЗОВ КРОВИ *HTI, США*

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>OPTI R</b>	Анализатор электролитов и газов крови pH, PO <sub>2</sub> , PCO <sub>2</sub> , tHb, SO <sub>2</sub> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , iCa	148 500,00
<b>OPTI CCA</b>	Анализатор электролитов и газов крови pH, PO <sub>2</sub> , PCO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , iCa <sup>++</sup> , Cl <sup>-</sup> , лактат, мочевины, глюкоза, гемоглобин	113 382,00
<b>OPTI Lion</b>	Анализатор электролитов и газов крови pH, Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Cl <sup>-</sup> , iCa	63 000,00

#### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ *HTI, США*

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>TS-4000</b>	4-канал, встроен. принтер, автомат. Пипетка	34 585,00
<b>8000001</b>	Steel Ball (1600/pkg) TS1000, TS4000 Шарики для коагулометра TS1000, TS4000	1 278,00
<b>8010002</b>	Cuvetts (700/pkg) TS1000, TS4000.-Кюветы реакционные для коагулометра TS1000, TS4000	990,00

#### ЛАБОРАТОРНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ НТИ, США

Наименование	Описание	Цена, грн.
<b>Biotech</b>	1-канальные автоматические пипетки переменного объема: 2-20, 20-200, 10-100, 100-1000, 1000-5000 мкл	1200,00
<b>Biotech Pro</b> 8-канальная	8- канальная автоматическая пипетка переменного объема, Диапазон 5-50 мкл, 30-300 мкл	3000,00

#### ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ Производитель НТИ, США

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

#### MicroCC-20Plus, НТИ США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>9</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE</b>	1 л	495,00	<b>6</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN</b>	1 л	324,00	<b>12</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>

#### MicroCC-18, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-144	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>16</b>
501-145	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	500 мл	432,00	<b>14</b>
501-183	<b>Раствор промывающий M-6, Enzymatic Cleaner M-6</b>	1 л	324,00	<b>15</b>

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>8</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### Mindray BC1800/BC2800/BC3000/BC3200, Китай

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-175	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	405,00	<b>14</b>
501-203	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	500 мл	405,00	<b>10</b>
501-182	<b>Раствор промывающий, Detergent 20L</b>	20л	453,60	<b>4</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner</b>	1 л	324,00	<b>3</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### ABX HORIBA Micros 60/Cobas Micros, Франция

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>11</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE</b>	1 л	495,00	<b>8</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN</b>	1 л	324,00	<b>15</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

501-125	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>11</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE</b>	1 л	495,00	<b>8</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN</b>	1 л	324,00	<b>15</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### Diatron Abacus Junior, Австрия

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-129	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>16</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	1 л	495,00	<b>9</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN</b>	1 л	324,00	<b>14</b>

61052, Україна, г. Харьков  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### Erma PCE-210 США, Япония

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-144	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>16</b>
501-145	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	500 мл	432,00	<b>14</b>
501-183	<b>Раствор промывающий M-6, Enzymatic Cleaner M-6</b>	1 л	324,00	<b>15</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>8</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### Sysmex KX-21/ K1000 / K4500/, Япония

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов

61052, Україна, г. Харьков  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

501-133	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>14</b>
501-134	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	500 мл	450,00	<b>20</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
224112	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Check</b>	3 x 3,5 мл		<b>4</b>

### Coulter MD/ Coulter Act-серия, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-003	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	405,00	<b>10</b>
501-021	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	500 мл	405,00	<b>12</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner</b>	500 мл	324,00	<b>2</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218750	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### Erma PCE-90/PCE170, Япония

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

501-140	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>15</b>
501-141	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	6x18 мл	270,00	<b>6</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner</b>	1 л	324,00	<b>10</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>5</b>
82003-1	<b>Контрольная кровь R&amp;D CBC-8</b>	3 x 2 мл		<b>4</b>

### Abbott Cell Dyn 3500/3700, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-052	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	405,00	<b>20</b>
501-061	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	1 л	450,00	<b>12</b>
501 - 182	<b>Раствор промывающий (детергент), Detergent</b>	20 л	453,60	<b>12</b>
CDS501-050	<b>Фокусирующий реагент, Sheath reagent</b>	10 л	2 610,00	<b>16</b>
218912	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Plus</b>	3 x 2,5 мл		<b>4</b>

### ADVIA 60

Прилади, витратні матеріали, запчастини для клініко-діагностичних лабораторій

13

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-178	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>11</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE</b>	1 л	495,00	<b>8</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN</b>	1 л	324,00	<b>15</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

Прилади, витратні матеріали, запчастини для клініко-діагностичних лабораторій

14

61052, Україна, г. Харьков  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### Erma PCE-90Vet, США

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-120	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>20</b>
501-122	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	500 мл	360,00	<b>10</b>
501-182	<b>Раствор промывающий, Detergent 20L</b>	20л	453,60	<b>6</b>
501-183	<b>Раствор промывающий M-6, Enzymatic Cleaner M-6</b>	1л	324,00	
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
CDS 502-004-01	<b>Контрольная кровь CDS 3PD</b>	3 x 3 мл		<b>4</b>

### Biocode Hysel CELLY 70 , Франция

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>11</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий, Lytic Reagent</b>	1 л	495,00	<b>3</b>

61052, Україна, г. Харьков  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

501-182	<b>Раствор промывающий, Detergent 20L</b>	20л	453,60	<b>6</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный, Enzymatic Cleaner</b>	1 л	324,00	<b>2</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>
218758	<b>Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N</b>	1 x 2,5 мл	495,00	<b>4</b>

### Orphee Mythic 18, Франция

Кат. номер	Наименование	Объем	Цена, грн.	Ориентировочное кол-во на 10 000 анализов
501-125	<b>Разбавитель изотонический, Diluent</b>	20 л	450,00	<b>8</b>
501-127	<b>Раствор лизирующий MINILYSE, Lytic Reagent MINILYSE</b>	1 л	495,00	<b>4</b>
501-183	<b>Раствор очищающий ферментный MINICLEAN, Enzymatic Cleaner MINICLEAN</b>	1 л	324,00	<b>6</b>
501-136	<b>Раствор срочной очистки, Cleaning Solution</b>	50 мл	40,50	<b>4</b>



61052, Украина, г. Харьков  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

61052, Украина, г. Харьков  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### Контрольная кровь Streck Labs, R&D



Кат. номер	Наименование	Цена, грн.
218758	Контрольная кровь STRECK Para 12 Extend N	495,00

### Микроветы для забора крови, Sangius Couinting, Германия



Кат. омер	Наименование	Цена, грн.
702015	Система для забора крови с капилляром (200мкл,EDTA), красная, 50шт	153,00
632015	Система для забора крови с капилляром (200мкл,EDTA), фиолетовая, 50шт	153,00

**ВНИМАНИЕ !** Если Вы не увидели Вашу модель анализатора в данном списке **ЗВОНИТЕ!!!**

Гематологические реагенты были специально разработаны компанией HTI, США для каждой серии гематологических анализаторов, успешно апробированы и имеют хорошие результаты воспроизводимости.

При установке на анализатор новой партии реагентов требуется обязательное проведение контроля качества по контрольному материалу, а в случае необходимости следует провести процедуру перекалибровки анализатора по специальным калибровочным растворам. Данная процедура подробно описана в руководстве по эксплуатации каждого конкретного анализатора.

**Сервисное обслуживание, обслуживание по договорам, консультации, обучение.**

**Авторизованный сервисный центр!**

**Биохимические реагенты High Technology Inc., США**

## ФЕРМЕНТЫ

### *АЛТ (SGPT)*

Метод Рекомендуемый IFCC, кинетика  
 Длина волны 340нм  
 Длительность анализа 3минуты  
 Линейность 0-500МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-А7526-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,335	160,20
НТИ--А7526-600	1x500мл R1 1x100мл R2	0,729	437,40

### *АСТ (SGOT)*

Метод Рекомендуемый IFCC, кинетика  
 Длина волны 340нм  
 Длительность анализа 3 минут  
 Линейность 0-500МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 14суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-А7561-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,335	160,20
НТИ-А7561-600	1x500мл R1 1x100мл R2	0,729	437,40

### *α-Амилаза*

Метод CNPG3, кинетика  
 Длина волны 405 нм  
 Длительность анализа 3 минуты  
 Линейность 0-2000МЕ/л

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-А7564-125	1x125 мл	7,702	962,82
НТИ-А7564-500	1x500мл	6,09	3048,48

### *Гамма-ГТ*

Метод Модиф. метод Szasz, кинетика  
 Длина волны 405 нм  
 Длительность анализа 2 минуты  
 Линейность 0-800МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 21 сутки

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Г7571-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	2,03	243,63
НТИ-Г7571-600	1x500мл R1 1x100мл R2	1,058	635,31

### *Креатинкиназа (СК)*

Метод СК-НАС, кинетика  
 Длина волны 340 нм  
 Длительность анализа 4 минуты  
 Линейность 0-1500 МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-С7522-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	5,38	645,84
НТИ--С7522-600	1x500мл R1 1x100мл R2	4,46	2677,32

### Лактатдегідрогеназа

Метод Модиф.метод Wacker/Tris, кінетика  
 Длина волны 340 нм  
 Длительность анализа 2 минуты  
 Линеиность 0-1000МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-L7572-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,665	199,89
НТИ-L7572-600	1x500мл R1 1x100мл R2	1,118	670,95

### Щелочная фосфатаза

Метод p-NPP, кінетика  
 Длина волны 405 нм  
 Длительность анализа 3 минуты  
 Линеиность 0-1000 МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7516-120	1x100мл реагент R1 1x20мл R2	1,412	169,47
НТИ-A7516-600	1x500мл R1 1x100мл R2	0,78	472,95

### Липаза

Метод ферментативный, конечная точка  
 Длина волны 550 нм  
 Длительность анализа 8 минут  
 Линеиность 0-600 МЕ/л  
 Стабильность рабочего раствора 21 сутки

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор

НТИ-L7503-40	4x10 мл субстрат 2x21 мл субст. буфер 1x14 активатор 1x3 мл стандарт липазы	19,461	1946,16
--------------	--	--------	---------

## ЛИПИДЫ

### Триглицериды GPO

Метод Триндера, конечная точка  
 Длина волны 500 нм  
 Длительность анализа 5 минут 37С  
 Линеиность 0-1000 мг/дл (0- 11,3 ммоль/л)

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-T7532-125	1x125 мл реагент 1x2мл стандарт	2,52	360
НТИ-T7532-500	1x500мл реагент 4x2 мл стандарт	2,028	1014,30

### Холестерин

Метод Триндера, конечная точка  
 Длина волны 500 нм  
 Длительность анализа 5 минут 37С  
 Линеиность 0-700 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-C7510-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	1,434	179,37
НТИ-C7510-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,86	433,98

### **Холестерин высокой плотности (Л П В П)**

Метод Прямое иммуноингибирования, без осаждения, кон. точка  
 Длина волны 600/700 нм  
 Длительность анализа 10 минут 37С  
 Линейность 2-150 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
P-N7545-40	1x30мл реагент R1 1x10мл реагент R2 1x3мл калибратор	16,994	679,77
P-N7545-320	1x240мл реагент R1 1x80мл реагент R2 1x3мл калибратор	12,677	4056,66

### **Холестерин низкой плотности (Л П Н П)**

Метод Прямой селективный, без осаждения, кон. точка  
 Длина волны 600/700 нм  
 Длительность анализа 10 минут 37С  
 Линейность 0-700 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-L7574-40	1x30мл реагент R1 1x10мл реагент R2 1x3мл калибратор	36,03	1441,26
НТИ-L7574-320	1x240мл реагент R1 1x80мл реагент R2 1x3мл калибратор	28,966	9269,37
НТИ -Н7545-CAL	3 мл	49,05	147,15

## **СУБСТРАТЫ**

### **Альбумин**

Метод Бромкрезоловый зеленый, конечная точка  
 Длина волны 630 нм  
 Длительность анализа 1 минута  
 Линейность 0,5-8,0 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7502-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	0,881	110,16
НТИ-A7502-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,48	241,11

### **Билирубин прямой**

Метод Diazo, конечная точка  
 Длина волны 550 нм  
 Длительность анализа 1 минута 37С  
 Линейность 0-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-B7538-265	1x250 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	1,399	370,98
НТИ-B7538-515	1x500 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	0,90	464,4

### **Билирубин прямой Auto,**

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-НВ936-500	500 мл	1,47	732,42

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### Билирубин общий Auto

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-НВ979-500	500 мл	1,82	912,87

### Билирубин общий

Метод DMSO, ( в модификации конечная точка)  
 Длина волны 550 нм  
 Длительность анализа 1 минута 37С  
 Линейность 0-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-В7576-265	1x250 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	1,332	352,98
НТИ-В7576-515	1x500 мл реагент 1x15мл нитрит 1x3мл калибратор	0,88	457,02

### Билирубин прямой/общий

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-В7538-280	1x125 мл реагента общего билирубина 1x15мл нитрит общего билирубина 1x125 мл реагента прямого билирубина 1x15мл нитрит прямого билирубина 1x3мл калибратор	1,555	435,42

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### Глюкоза Hexokinase

Метод гексокиназный, конечная точка  
 Длина волны 340 нм  
 Длительность анализа 3 минуты 37С  
 Линейность 0-500 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-G7517-100	1x100мл реагент 1x2мл стандарт	1,904	190,44
НТИ-G7517-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	1,31	655,01

### Глюкоза Oxidase

Метод глюкозооксидазный, конечная точка  
 Длина волны 500 нм  
 Длительность анализа 10 минут 37С  
 Линейность 0-500 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-G7521-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	1,132	141,57
НТИ-G7521-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,65	329,31

### Гемоглобин

Метод глюкозооксидазный, конечная точка  
 Длина волны 500 нм  
 Длительность анализа 3 минуты  
 Линейность 0-500 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Н7504-120	120 мл	3,987	478,44

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### **Креатинин**

Метод Яффе, кинетика  
 Длина волны 510 нм  
 Длительность анализа 2 минуты 37С  
 Линейность 0,1-25 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-С7539-300	1x250мл реагент R1 1x50мл реагент R2 1x2мл стандарт	0,784	235,25

### **Мочевина**

Метод уреазный, кинетика  
 Длина волны 340 нм  
 Длительность анализа 1,5 минуты 37С  
 Линейность 0-150 мг/дл  
 Стабильность рабочего раствора 14 суток

Каталожный номер	Фасовка		Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-В7552-150	150	мл	1,355	203,31
НТИ-В7552-600	600	мл	0,92	553,32

### **Мочевая кислота**

Метод Триндера, кинетика  
 Длина волны 520 нм  
 Длительность анализа 10 минут 37С  
 Линейность 0-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-U7581-125	1x125мл реагент 1x2мл стандарт	1,5	187,92
НТИ-U7581-500	1x500мл реагент 4x2 мл стандарт	1,16	401,85

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

### **Общий белок**

Метод Биуретовый, конечная точка  
 Длина волны 540 нм  
 Длительность анализа 3 минуты 37С  
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Т7528-125	1x125 мл реагент 1x2 мл стандарт	1,0	127,80
НТИ-Т7528-500	1x500мл реагент 4x2 мл стандарт	0,52	260,01

### **Стартовый набор биохимических реагентов**

**CRSK (Алт, Аст, бил общ/пр, глюкоза, креатинин, мочевина, общ. белок, хим. контроль)** 802,444

**Железо**  
 Метод Феррозин, конечная точка  
 Длина волны 560 нм  
 Длительность анализа 10 минут  
 Линейность 0-500мкг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -I7505-120	1x120 мл буферный реагент 1x3мл окрашивающий реагент 1x10мл стандарт	1,869	224,28
НТИ -I7505-500	1x500 мл буферный реагент 1x10мл окрашивающий реагент 1x30мл стандарт	0,93	467,64

### Железо Авто

Метод Феррозин, конечная точка  
 Длина волны 560 нм  
 Длительность анализа 10 минут  
 Линейность 0-500мкг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1мл	Цена за набор
НТИ-НІ904-120	1x100 мл реагент R1 20 мл реагент R2 1x10мл стандарт	2,0	240,3
НТИ-НІ904-500	1x400 мл реагент R1 1x100мл реагент R2 1x30мл стандарт	1,35	676,8

### Железосвязывающая способность

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -I7504-60	2x75 мл буферный реагент 1x120 UIBS буфер 1x15мл окрашивающий реагент 2x30мл стандарт	8,32	499,32
НТИ -I7504-100	1x125 мл буферный реагент 1x120 UIBS буфер 1x15мл окрашивающий реагент 1x30мл стандарт		

### Буфер UIBC

Метод Биуретовый, конечная точка  
 Длина волны 540 нм  
 Длительность анализа 5 минут  
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
P-I7506-500	500 мл	0,63	318,86

### Кальций Арсеназо

Метод Арсеназо, конечная точка  
 Длина волны 650 нм  
 Длительность анализа 1 минута  
 Линейность 0,1-20 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -С7529-125	1x125 мл реагент 1x2 мл стандарт	1,27	159,48
НТИ -С7529-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,61	305,73

### Кальций ОКФ

Метод О-крезолфталеин, конечная точка

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -С7503-240	1x120мл буферный реагент 1x120мл окрашивающий реагент 1x3мл стандарт	1,10	265,14
НТИ -M7527-1100	1x500мл буферный реагент 1x500мл окрашивающий реагент 1x15мл стандарт	0,50	646,00

### Магний

Метод Ксилидил синий, конечная точка  
 Длина волны 550 нм  
 Длительность анализа 10 минут 18-25С  
 Линейность 0-4,86 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-М7527-110	1x100мл окрашивающий реагент 1x10мл буферный реагент 1x2мл стандарт	1,36	160,83
НТИ-НМ929-500	1x500мл окрашивающий реагент 1x50мл буферный реагент 2x2мл стандарт	0,99	378,45

### Фосфор

Метод Молибдат аммоний, конечная точка  
 Длина волны 340 нм  
 Длительность анализа 5 минут 18-25С  
 Линейность 0-12 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -P7516-125	1x125 мл реагент 1x2мл стандарт	0,98	123,57
НТИ -P7516-500	1x500мл реагент 4x2мл стандарт	0,526	263,16

### Хлориды

Метод Тиоционат ртути, конечная точка  
 Длина волны 480 нм  
 Длительность анализа 5 минут 18-25С  
 Линейность 80-120 ммоль/л

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ -С7501-125	1x125мл реагент 1x7,5мл бланк 1x2мл стандарт	1,25	157,41
НТИ -С7501-500	1x500мл реагент 1x30мл бланк 4x2мл стандарт	0,69	348,39

### Калий

Метод Биуретовый, конечная точка  
 Длина волны 540 нм  
 Длительность анализа 5 минут 18-25С  
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-Р7520-125	125 мл	2,25	280,80

### Натрий

Метод Биуретовый, конечная точка  
 Длина волны 540 нм  
 Длительность анализа 5 минут  
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-S7571-250	250 мл	1,66	414,36

### С-реактивный белок

Метод Иммунотурбидиметрический  
 Длина волны 570 нм  
 Линейность 0,1-320 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
------------------	---------	--------------	---------------



61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

НТИ-С7568-100	1x50мл реагент R1 1x50мл реагент K2 1x10мл калибратор 6x3мл контроль	55,5	5546,88
НТИ-С7568-40			По запросу

### *Микроальбумин*

Метод Иммунотурбидиметрический  
 Длина волны 340 нм  
 Линейность 0,5-30 мг/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-М7562-100	4x20мл 2x10мл 1x6мл	26,88	2687,85

### *Гликогемоглобин*

Метод Биуретовый, конечная точка  
 Длина волны 540 нм  
 Длительность анализа 5 минут  
 Линейность 1-15 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-G7540-80	80 опр	14,99	1199,16
Контроль гликогемоглобина	2 x 1мл	143,32	286,65

### *Алкоголь*

Метод Ферментный  
 Длина волны 340 нм  
 Длительность анализа 5 минут 37С  
 Линейность 0-0,4 г/дл

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор

61052, Україна, г. Харків  
 ул. Котлова, 67  
 т/ф.: +38 (057) 786-26-11  
 +38 (050)25-40-434  
 e-mail: labteh2007@yandex.ru  
[www.labteh.kh.ua](http://www.labteh.kh.ua)

НТИ-A7504-150	10x15мл реагент 1x1,5 мл стандарт	4,92	900,00
---------------	--------------------------------------	------	--------

### *Амиак*

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7553-85	10 x 6,5 мл 10 x 2 мл 1,5 мл Стандарт	14,21	1208,25

### *Контроль амиак/алкоголь*

Каталожный номер	Фасовка	Цена за 1 мл	Цена за набор
НТИ-A7504CTL	2 x 5 мл	76,5	765

### ***Калибраторы и контроли***

		<b>Фасовка</b>		<b>Грн/мл</b>	<b>Цена</b>
<b>Мультикалибратор</b>		50мл	(10 x 5) мл	24,85	1242,36
НТИ - H7545- CAL	<b>Контроль HDL/ LDL холестерина</b>	3мл	(1 x 3) мл	49,05	147,15
НТИ - G7540- CTL	<b>Контроль гликогемоглобина</b>	1мл	(1 x 2) мл	143,46	286,65
НТИ - P7582- CTL	<b>Контроль микропротеина</b>	15мл	(1 x 15) мл	6,00	86,00
НТИ - C7592-100	<b>Контрольная сыворотка (уровень 1, 2)</b>	100мл	(20 x 5) мл	20,00	2089,26
НТИ - C7592-10	<b>Контрольная сыворотка (уровень 1, 2)</b>	10мл	(2 x 5) мл	20,00	208,98
НТИ - C7562- CTL	<b>Контроль креатинкиназы MB</b>	6мл	(2 x 3) мл	64,99	389,97
НТИ - G7540- CTL	<b>Контроль гликогемоглобина</b>	2мл	(2 x 1) мл	143,3	286,65
НТИ - M7562- CTL	<b>Контроль микроальбумина</b>	42мл	(6 x 7) мл	30,60	1284,93
НТИ - A7504- CTL	<b>Контроль аммиака/алкоголь</b>	10мл	(2 x 5) мл	58,20	765,03